



Leather, perfected.

Hudson

FURNITURE UPHOLSTERY

TAPICERÍA DE MUEBLE

GARMENT

VESTIMENTA



Bovine
Leather



Thickness
0.9 - 1.1 mm.



Average Size
44 - 48 sqft.



Chrome Tanned



Whole
Hide



USA origin

The Hudson line is created for spaces where elegance and durability come together. Crafted from premium bovine leather, this collection features a smooth, consistent grain and a soft touch that enhances the natural beauty of the material while providing excellent performance for upholstery.

La línea Hudson ha sido creada para espacios donde la elegancia y la durabilidad se unen. Elaborada en piel bovina de primera calidad, esta colección presenta una flor lisa y uniforme, así como un tacto suave que realza la belleza natural del material, ofreciendo al mismo tiempo un rendimiento excelente para tapicería.

Characteristic Cracterística	Specification Especificación	Sample Size Tamaño de muestra	Inspection Method Método de Inspección
Color (Grain) Color (Flor)	Match approved master Ver máster	1 hide 1 Cuero	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Gloss Brillo	Match approved master Ver máster	1 hide 1 Cuero	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Softness Suavidad	Good drape / no bordy feel allowed. Buena caída / que no se escuche acartonado.	5 hides 5 Cueros	Leather is placed and struck on the flesh side. Se tiende el cuero y se golpea por el lado de la carne.
Caliber Calibre	1.1 +/- 0.1 mm	10%	Flat thickness gauge (visual check) Calibrador Plano (visual)
Tape adhesion Masking Adhesion cinta Masking	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 0% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Tape Adhesion Durex Adhesión cinta Durex	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 0% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Elongation at break Quiebre	1.05 +/- 0.15	10%	Flat thickness gauge. Calibrador plano



Our ISO 9001 certification ensures every stage of production follows strict, standardized processes—delivering consistent quality, reliable performance, and confidence you can trust in every batch.



We operate with 100% solar energy and prioritize the environment by treating all water used while continuously refining our processes to reduce consumption responsible waste management focused on circularity.